




nandu™

Le presentamos Nandu, un pequeño asiento para niños activos. Nandu constituirá un soporte para niños activos que necesitan ayuda para participar en actividades divertidas, en la escuela o en casa



Les resultará más sencillo fijar su atención en las actividades que realizan si se sienten cómodos y seguros. Nandu puede rellenarse y ajustarse hasta encontrar la posición idónea.

Nandu está disponible en 4 tallas, cada una de ellas permite una regulación de la altura de hasta 15 cm de forma continua y una inclinación hacia delante de hasta 8°. el respaldo es reversible, lo que proporciona soporte abdominal cuando se encuentra en la posición de inclinación frontal. ¡el diseño de nandu permite a los niños sentarse para trabajar y no tener que trabajar para sentarse!



Ajuste de altura suave y preciso

Gire la manivela para ajustar Nandu a la altura deseada



Doble uso soporte pectoral o respaldo

El respaldo es reversible, lo que proporciona soporte abdominal cuando se encuentra en la posición de inclinación frontal



Inclinación hacia delante

La base del asiento de Nandu Frame puede inclinarse hacia delante hasta 8°, lo que ayuda a obtener diferentes posiciones de sedestación



Dispositivos de fijación para la instalación de accesorios

Los dispositivos de fijación están preinstalados con el fin de permitir un montaje fácil y rápido de los accesorios



Talla

85100x-65



Nandu está disponible en 4 tallas



Tapicería

Disponible en rojo





Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Anchura del asiento (A)	22 cm (8½")	25 cm (9¾")	29 cm (11½")	32 cm (12½")
Profundidad del asiento (B)	17-24 cm (6¾-9¾")	21-28 cm (8¼-11")	24-31 cm (9¼-12")	28-36 cm (11-14")
Altura del asiento desde el suelo (E)	23-38 cm (9-14¾")	23-38 cm (9-14¾")	33-48 cm (12¾-18¾")	33-48 cm (12¾-18¾")
Anchura total del chasis (G)	50 cm (19½")	50 cm (19½")	50 cm (19½")	50 cm (19½")
Longitud total del chasis (I)	56 cm (21¾")	56 cm (21¾")	56 cm (21¾")	56 cm (21¾")
Inclinación del asiento (a1)	8°	8°	8°	8°
Peso	13 kg (28,5 lb)	13,5 kg (30 lb)	14 kg (31 lb)	15 kg (33 lb)
Carga máxima	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)



ACCESORIOS



Reposapiés

95145-x

Plataforma para los pies de altura e inclinación regulables

Talla	Medidas
1	W:31 x H:22 cm
2	W:36 x H:25 cm
3	W:42 x H:26 cm



Cuñas de asiento

85600-x

Coloque las cuñas de asiento para reducir su anchura

Talla	Medidas
1	W:23 x H:10 cm
2	W:28 x H:10 cm



Cinturones

La amplia gama de cinturones proporciona un soporte adicional

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Cinturón de soporte abdominal

85490-x

Nuevo y simple. Proporciona soporte al niño

Talla	Medidas
1	W:29 x H:8 cm
2	W:34 x H:10 cm



Asa de empuje articulada

89105x5

Puede llevar un sistema de regulación de la inclinación (articulable)

- x = 4 sin regulación de inclinación
- x = 5 con regulación de inclinación
- x = 6 con regulación de inclinación



Mesa

8576350

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

