



# panda easyfit™

La Panda Easyfit está diseñada para proporcionar un soporte confortable al niño durante su transporte



Se puede montar tanto en el asiento trasero como en el frontal del copiloto. La inclinación de la función espacio hace posible colocar al niño en un postura más activa o relajada.

Panda Easyfit versión estándar está disponible en 4 tamaños para niños entre los 9 meses y los 8 años.

Si el vehículo está equipado con puntos de anclaje Isofix, será posible utilizar el sistema de fijación Easyfit del chasis swing out. Con este sistema, resulta muy sencillo montar y desmontar Panda Easyfit en los asientos traseros del vehículo. En otros casos los cinturones EVO tendrán que ser utilizados para fijar Panda Easyfit en su lugar.



### Función giratoria

La estructura giratoria permite a los padres girar y deslizar el asiento hacia dentro o fuera del coche de manera que evitan posturas incorrectas mientras suben al niño hasta el asiento



### Guía de la cincha del cinturón de tres puntos

El asiento Panda está preparado para ajustarse a la bobina del cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo



### Sistema Easyfit

Panda Easyfit resulta muy sencilla de instalar en vehículos preparados con el sistema Isofix



### Prueba de impacto lateral

Panda Easyfit cumple con la normativa europea ECE 4404 y el impacto lateral con la norma ISO/DIS 14646




## Estándar

90112-84X, 90116-84X, 90113-84X, 90114-84X. Panda Easyfit está disponible cuatro tallas




## Versiones

Panda Easyfit está disponible en dos versiones



Extraíble, derecha  
X = H



Extraíble, izquierda  
X = V

## Fijaciones




Easyfit  
Para coches con  
ISOFIX



Easyspan  
Para coches sin  
ISOFIX

## SUPACE Orto-Distribución S.L. Distribuidor exclusivo para España



### Medidas

	Talla 2	Talla 2½	Talla 3	Talla 4
	cm	cm	cm	cm
Ancho del asiento (A)	22	25	29	32
Profundidad del asiento (B)	24	28	31	36
Altura del respaldo (C)	39	41	44	52
Ángulo de respaldo	15-38°	15-38°	15-38°	15-38°
Ancho (G)	45	45	45	45
Largo (H)	58	58	58	58
Altura del asiento, trasero	16	16	16	16
Altura (I)	85	85	85	85
Peso	18 kg	19 kg	19 kg	20 kg
Carga mínima	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Peso máximo del usuario/ carga	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg

## ACCESORIOS



### Sujeción de 5 puntos

89665-x Ajusta la mejor posición y estabilización del usuario. La sujeción tiene unas cubiertas suaves y almohadilladas en las cinchas de los hombros

Talla	medidas
1	for seat size 2+2½
2	for seat size 3+4



### Reposapiés

90140-1  
Se puede montar al chasis un reposapiés con taloneras

Talla	medidas
1	W: 30 x D: 20 cm
2	W: 35 x D: 25 cm



### Cuña acolchada para el asiento

89654-x884

Talla	medidas
2	19 cm profundidad
2½	24 cm profundidad
3	27 cm profundidad
4	31 cm profundidad