



stingray frameTM

Stingray Frame proporciona una fantástica función, la unidad de sedestación puede girarse 180°.



El chasis de carbono Stingray Frame juega en su propia liga, gracias a que sigue las últimas tendencias en el diseño, sus posibilidades de ajustes y su facilidad de conducción.

Stingray Frame proporciona una conducción insuperable, una suspensión fantástica, junto con la seguridad y estabilidad de los frenos, la seguridad ocupará siempre el primer lugar.

Stingray Frame está disponible en una talla, con ruedas delanteras fijas o móviles, además puede elegir entre diferentes sistemas de frenado. Además de los asientos Stingray, pueden instalarse asientos Panda Futura tallas 1-2½ y x:panda tallas 1-2, ambos de R82. La carga máxima que permite Stingray Frame es de 40 kg.



59 cm



74/84 cm



100-106 cm



max.40 kg



Unidad de sedestación reversible 180°

El poder girar la unidad de sedestación 180° es una función revolucionaria. Podrá permitir que su hijo explore el mundo que le rodea durante un paseo o simplemente mantener el contacto con los ojos de su hijo



Chasis plegable

Stingray Frame puede plegarse para facilitar su almacenaje o transporte



Basculación

La función de basculación resulta muy útil cuando el usuario necesita descansar. Simplemente bascule la unidad de sedestación hasta la posición deseada



Transporte seguro en vehículos

Stingray Frame cumple con la normativa internacional de tráfico para sillas de ruedas ISO 7176-19. Puede utilizarse con unidades de sedestación que cumplan con la norma ISO 1684-4



Chasis

870xxx
Talla única



Ruedas delanteras

Disponible con ruedas macizas y ruedas hinchables



7"



12½"

Freno de pie




individual




Central

Freno de manual



Con freno manual



Sin freno de manual

Asiento

En el chasis Stingray pueden instalarse otras unidades de sedestación, como Panda Futura y x:panda. infórmese sobre estos asientos en las secciones de Panda Futura y x:panda





Medidas

Talla 1

Altura del asiento desde el suelo (E)	52 cm (20 ³ / ₄ "
Anchura del chasis (G)	59 cm (23"
Longitud del chasis con ruedas delanteras reversibles (H1)	74 cm (28 ³ / ₄ "
Longitud del chasis con ruedas delanteras grandes	84 cm (32 ³ / ₄ "
Altura hasta la barra de empuje (I)	100,103,106 cm (39,40,41 ¹ / ₄ "
Longitud del chasis, plegado	90 cm (35"
Altura, plegado	49 cm (19"
Peso del chasis	13,5 kg (29,5 lb)
Peso máximo del usuario	40 kg (88 lb)
Peso máximo del usuario para transporte en vehículos	40 kg (88 lb)



ACCESORIOS



Cesta portaobjetos
8720600
Espacio extra, 10 kg

Talla única



Fijaciones para el transporte
8720902

Talla única



Abertura para bandeja
8776290 Bandeja para transportar equipación médica.
Espacio extra, 20 kg.
Requiere frenos centrales
Tallas **Medidas**
W: 34 x L: 44 cm



Soporte para botella de oxígeno
8776295
Instalado en las fijaciones para transporte traseras (8720902)
Talla única

