



APEX TGA

(04060283 / 04060284 / 04060285)



SOLO: El modelo más popular y maniobrable



DUO: Con doble rueda para lograr una mayor tracción en superficies irregulares



HEAVY: Para usuarios de hasta 165 kg y lugares con fuertes pendientes

Los equipos APEX TGA, son asistentes eléctricos que facilitan el desplazamiento de una silla de ruedas, sin esfuerzo por parte del acompañante.

ORIGINAL

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, a menudo copiado, pero nunca igualado.

ROBUSTO

Diseño robusto, compacto y ligero desde hace más de 20 años.

ERGONÓMICO

Adaptable a todo tipo de sillas, siendo muy fácil su instalación. Permite el movimiento del acompañante sin problemas.



DIMENSIONES Y PESOS

	Apex TGA Solo (04060283)	Apex TGA Duo (04060284)	Apex TGA Heavy (04060285)
• Dimensión APEX TGA (largo x ancho x alto):	406 x 203 x 292 mm	406 x 203 x 292 mm	406 x 203 x 292 mm
• Peso con baterías APEX TGA:	13 kg	14,50 kg	16 kg
• Unidades por caja exterior:	1	1	1
• Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	430 x 320 x 295 mm	430 x 320 x 295 mm	430 x 320 x 295 mm
• Peso total de la caja exterior:	14,5 kg	16 kg	17,5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Apex TGA Solo (04060283)	Apex TGA Duo (04060284)	Apex TGA Heavy (04060285)
• Peso máximo usuario:	114,5 kg	114,5 kg	165,50 kg
• Tipo motor:	12 V, 160 W	12 V, 160 W	12 V, 200 W
• Función marcha atrás:	No	Si	Si
• Ruedas:	200 x 50 mm Maciza	200 x 50 mm Maciza	200 x 50 mm Maciza
• Baterías:			
Especificaciones:	12 V /20 Ah	12 V /20 Ah	12 V /20 Ah
Tipo cargador:	2 Amp, 12Volt.	2 Amp, 12Volt.	2 Amp, 12Volt.
• Peso sin batería:	6,10 kg	7,60 kg	9,10 k
• Peso de la batería:	6,90 kg	6,90 kg	6,90 kg
• Ancho del asiento:	36 - 48 cm	36 - 48 cm	40 - 51 cm
• Pendiente máxima:	12°	12°	12°
• Velocidad máxima:	6 km/h	6 km/h	6 km/h
• Autonomía:	16 km (entre 3 o 4 horas de uso real)	16 km (entre 3 o 4 horas de uso real)	16 km (entre 3 o 4 horas de uso real)

ACCESORIOS

- 04060286: Empuñadura

GARANTÍA

- APEX TGA: 2 años*
- Baterías: 6 meses*

CERTIFICADOS



*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.