

Superficies Especiales de Manejo de Presión -Sistemas Estáticos



# COLCHÓN MAAT VISCO



El Maat Visco es una superficie especial para el manejo de presión, indicada para pacientes de riesgo muy bajo de desarrollo de las UPPs, fabricada en una doble capa viscoelástica.

# COMPLETO

Ideal para camas articuladas.

Incorpora funda elástica de poliuretano.

Doble capa: viscoelástica (5 cm) y poliuretano (9 cm).





### **DIMENSIONES Y PESOS**

· Dimensión colchón: 1950 X 860 X 140 mm

· Peso colchón: 11 kg

· Unidades por caja exterior:

950 X 310 x 300 mm · Dimensión total de la caja exterior:

· Peso total de la caja exterior: 12 kg

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

· Material del colchón:

Parte superior: Espuma viscoelástica (VE) de 5 cm

Parte inferior: Espuma de poliuretano (RP 24) de 9 cm

· Funda Elástica de color azul



# **GARANTÍA**

· Maat Visco: 1 año\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

# **CERTIFICADOS**

1







