



APEX VISCO

(0112015)



APEX GEL

(0112009)

Tanto, el Apex Visco como el Apex Gel están diseñados para pacientes con riesgo bajo de aparición de Úlceras por Presión (Escala Braden). Fabricados con materiales antialérgicos y con tratamiento antibacteriano.



El Apex Visco, fabricado con espuma de alta densidad BASF (**85 kg/m³**), tiene una forma ergonómica que se adapta a la anatomía de cada usuario, ayudando a mantener un buen posicionamiento postural.

Incluye 2 fundas de serie: una transpirable y otra de incontinencia.



El Apex Gel, gracias a su gel mezcla de polyol y osiocionato, ayuda a regular la temperatura corporal.



DIMENSIONES Y PESOS

	APEX VISCO (0112015)	APEX GEL (0112009)
Dimensión cojín:	410 x 410 x 60 mm	400 X 400 X 25 mm
Peso cojín:	1,4 kg	3,8 kg
Dimensiones de la caja:	440 x 440 x 100 mm	480 x 480 x 55 mm
Peso total de la caja:	1,5 kg	4,5 kg
Unidades por caja exterior:	5	5
Dimensión total de la caja exterior:	460 x 460 x 520 mm	500 x 500 x 300 mm
Peso total de la caja exterior:	9,5 kg	24,5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	APEX VISCO (0112015)	APEX GEL (0112009)
Material :		
Cojín:	Viscoelástica BASF de 85 kg/m ³	Gel poliuretano
Funda:	Dos: Transpirable (3D nido de abeja) e Incontinencia (PU Bielástica)	Transpirable (3D nido de abeja)

ACCESORIOS

01170007: Funda incontinencia para Apex Gel (PU Bielástica)

GARANTÍA

Apex Visco: 2 años*

Apex Gel: 2 años*

CERTIFICADOS



*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.