



# APEX VISCO GEL

(0112011)

# APEX GEL 2D

(0112012)



110 kg




COJÍN



110 kg

Tanto, el Apex ViscoGel como el Apex Gel 2D están diseñados para pacientes con riesgo medio de aparición de Úlceras por Presión (Escala Braden). Fabricados con materiales antialérgicos y con tratamiento antibacteriano.



El Apex ViscoGel, fabricado con espuma de alta densidad BASF (**85 kg/m<sup>3</sup>**) y gel, combina lo mejor de ambos materiales, logrando el equilibrio óptimo entre reducción de presión y control de temperatura.

Su forma ergonómica ayuda a mantener un correcto posicionamiento postural.



El Apex Gel 2D, gracias a su gel de 2 densidades, obtiene una reducción más efectiva de la presión en las zonas con mayor riesgo (isquios y sacro).



## DIMENSIONES Y PESOS

	APEX VISCO GEL (0112011)	APEX GEL 2D (0112012)
Dimensión cojín:	410 X 410 X 65 mm	410 X 410 X 25 mm
Peso cojín:	3,2 kg	4 kg
Dimensiones de la caja:	440 x 440 x 100 mm	480 x 480 x 55 mm
Peso total de la caja:	3,5 kg	4,7 kg
Unidades por caja exterior:	5	5
Dimensión total de la caja exterior:	460 x 460 x 520 mm	500 x 500 x 300 mm
Peso total de la caja exterior:	20 kg	25 kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	APEX VISCO GEL (0112011)	APEX GEL 2D (0112012)
Material :		
Cojín:	Viscoelástica BASF de 85 kg/m <sup>3</sup> y Gel poliuretano de doble densidad	Gel poliuretano de doble densidad
Funda:	Incontinencia (PU Bielástica)	Transpirable (3D nido de abeja)

## ACCESORIOS

**01170007:** Funda incontinencia para Apex Gel 2D (PU Bielástica)

**01170008:** Funda transpirable para Apex Visco Gel (3D nido de abeja)

## GARANTÍA

**Apex Visco Gel:** 2 años\*

**Apex Gel 2D:** 2 años\*

## CERTIFICADOS



\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.