



ANDADOR FUTURA (0401047)



El andador Apex Futura aporta la máxima maniobrabilidad a las personas con movilidad limitada, gracias a un diseño extra-ligero.



MUY LIGERO

Solo 3,3 kg de peso.

REGULABLE

Ajustable a 5 posiciones.

CÓMODO

Con puños ortopédicos y asiento ergonómico. Fácilmente plegable.

DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensiones andador: ...590 x 550 x 790-885 mm
- Peso andador: ...3,3 kg
- Unidades por caja exterior: ...1
- Dimensión total de la caja exterior: ...720 x 650 x 800 mm
- Peso total de la caja exterior: ... 4,2 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: ...Aluminio anodizado (2,2cm de diámetro)
- Reglable en altura: ...5 posiciones (ajuste 2,5 cm)
- Plegable: ...Manualmente
- Medidas del asiento: ...36,5 x 24 cm
- Altura del suelo al asiento: ...49 cm
- Peso máximo soportado: ...136 kg



Fácilmente plegable

GARANTÍA

- Andador: 1 año*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

ACCESORIOS

- 0405101: Kit ruedas basculantes



CERTIFICADOS

