



Ayudas de Baño - Silla Ducha y Asiento Giratorio Bañera

APEX
Para una mayor calidad de vida

Apex ofrece diferentes sillas y asientos para que el momento del aseo y la ducha sea más seguro y confortable.

SILLA DUCHA ALUMINIO (0402014NA)



ROBUSTA

Estructura fabricada en aluminio anodizado.

SEGURA

Incorpora frenos en las 4 ruedas de 125 mm.

CÓMODA

Con reposapiés desmontables y reposabrazos abatibles para facilitar el acceso.

COMPLETA

Incorpora cubo para poder usarla como silla inodoro.

ASIENTO GIRATORIO DE ACERO INOX. (0402046)



ROBUSTO

Estructura de acero inoxidable que permite soportar hasta 120 kg.

SEGURO

Palanca para bloqueo del asiento, en 4 posiciones diferentes, que permiten un giro de 360°.

CÓMODO

Muy ligero, pesa solo 4,4 kg. Incorpora agujeros de drenaje en el asiento.



DIMENSIONES Y PESOS

	Silla ducha Aluminio (0402014NA)	Asiento giratorio de Acero Inox. (0402046)
Dimensión banco:	560 x 880 x 101 mm	735 x 515 x 515 mm
Peso banco:	13,2 kg	4,4 kg
Unidades por caja exterior:	1	2
Dimensión total caja exterior:	595 x 515 x 595 mm	790 x 580 x 405 mm
Peso total de la caja exterior:	15 kg	9 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Silla ducha Aluminio (0402014NA)	Asiento giratorio de Acero Inox. (0402046)
Material:	Aluminio	Acero Inoxidable
Medidas del asiento:	45 x 42,5 x 4 cm	44 x 41 x 4 cm
Altura hasta el asiento:	54 cm	20 cm
Altura hasta el apoyabrazos:	74 cm	35 cm
Altura de los apoyabrazos:	20 cm	23 cm
Peso máximo soportado:	100 kg	120 kg

GARANTÍA

Silla de Ducha y Asiento Giratorio: 1 año*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

