

DORY



DORY, silla pediátrica de crecimiento. En aluminio, con tilt, combina la capacidad de posicionamiento con un fácil transporte. La gran ventaja de Dory es la función de tilt que ayuda el manejo de presión y a mantener la postura. Asiento y respaldo rígido con 3 placas metálicas que permiten aumentar la anchura (+3cm a través de las placas + 5cm a través de los reposabrazos); fácilmente extraíbles (sin llaves), permiten colocar varios sistemas de posicionamiento, así como varios accesorios. Incluye almohada de respaldo Comfort Back 3D rojo, cojín de asiento ComfortSeat 3D rojo y reposacabezas en “U”. Reposabrazos regulables en altura y ancho. Reposapiés rebatibles y extraíbles. Ruedas traseras neumáticas 300mm con quick release. Ruedas delanteras 150mm macizas. Ruedas anti-vuelco. Disponible en 2 versiones: **Dory plegable** (con sistema de cruceta para permitir el cierre de la silla) y **Dory fija** (chasis no plegable). Otras configuraciones disponibles – vease el *order form*.

*DORY, pediatric growth chair. In aluminum, with tilt, which assists in pressure relief as well as maintaining posture. Rigid seat and back consisting of 3 metal plates allowing adjustment to growth (+3cm through plates + 5cm through arm supports); easily detachable (without tools), allows the use of different positioning systems as well as various accessories. Includes ComfortBack 3D red back cushion, ComfortSeat 3D red seat cushion and “U” headrest. Height and width adjustable armrests. Foldable and detachable legrests. 300mm pneumatic quick release rear wheels. 150mm solid front wheels. Anti tippers. Available in 2 versions: **Foldable Dory** (with cross bar to allow the chair to be closed) and **Fixed Dory** (it maintains all growth characteristics, however the chassis is not foldable). Other configurations available – see order form.*

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Phone + 351 253 470 276 // Mobile +351 936 199 005 // Email margarida.silva@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

Características / Characteristics



Posicionamiento:
seating rígido y tilt
neumático de -5° a 45° o
0° a 50°

Positioning: rigid seating
and pneumatic tilt from -5°
to 45° or 0° to 50°



**Ajustable às
necessidades:** varias
opciones y
configuraciones
disponibles

**Adjustment to the
needs:** various options
and settings available



Dory Fija: también
disponible chasis de
crecimiento rígido (no
plegable)

Fixed Dory: also
available with rigid growth
chassis (not foldable)



**Almacenamiento y
Transporte:** Seating
extraíble y ruedas de
extracción rápida

Storage and transporte:
Detachable seating and
quick release rear wheels

Dory Plegable/ Foldable (53 CD 8 DO 2528/ 3134/ 3740) Dory Fija/ Fixed (53 CD 8 DO FX 2528/ 3134/ 3740)			
Marca/ Brand: Orthos XXI			
Rueda trasera neumática Pneumatic rear wheels	300mm	Anchura asiento Seat width	25-28; 31-34; 37-40; 43-46cm
Rueda delantera maciza Solid front wheels	150mm	Basculación Tilt	-5° a 45° 0° a 50°
Color tapizado Upholstery colour	Negro Black	Peso total Total weight	18-25Kg
Color estructura Structure colour	Varias colores Several colors	Peso máximo usuario Maximum user weight	100Kg

Garantía/ Warranty
2 años contra defectos de fabricación 2 years against manufacturing defects
Tiempo estimado de entrega / Delivery time
Consultar/ Consult

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Phone + 351 253 470 276 // Mobile +351 936 199 005 // Email margarida.silva@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com