

BALU STANDING-FRAME



BALU es un standing-frame que permite asumir la posición vertical. La forma más fácil y sencilla para disfrutar de una amplia gama de ventajas que la postura bípede tiene en el sistema osteo-articular, metabólico, circulatorio, labiríntico y todo el entorno que caracteriza al ser humano. Soporte de rodillas ajustable en altura, ancho y profundidad, de modo independiente. Soportes de tronco y pélvis ajustables en altura, con 3 colores disponibles: rosa, azul y amarillo. Colores de termolaminado a combinar con los tapizados. Sandalias de pies ajustable en ancho y profundidad. Disponible en 3 tallas. Tablero con borde (opcional). Ruedas (opcional).

BAT is a vertical standing-frame. It offers a simple and easy way to enjoy a wide range of advantages to the osteo-articular, metabolic, circulatory, labyrinthic systems and all surrounding that characterizes the human being. Knee support height, width and depth independent adjustable. Trunk and pélvis support height adjustable, available in 3 colors: pink, blue and yellow. Termolamite colors to be cobined with the upholstery. Sandals width and depth adjustable. Available in 3 sizes. Optional board and castors.

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Phone + 351 253 470 276 // Mobile +351 936 199 005 // Email margarida.silva@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com

Características / Characteristics



Disponível em 3 tamanhos
Available in 3 sizes



**Ajuste independente de
las rodillas**
**Independent knee
adjustment**



**Ajuste independente de
los pies**
**Independent foot
adjustment**



**Combinación de los tapizados
con lo termolaminado**
**Upholstery to be combined
with termolaminado**

BALU standing-frame			
Marca/ Brand: Orthos XXI			
Talla <i>Size</i>	XXS	XS	S
Base sin ruedas <i>Base without castors</i>	500x550mm	550x550mm	600x600mm
Base con ruedas <i>Base with castors</i>	650x750mm	700x750mm	760x800mm
Altura <i>Height</i>	850-1150mm	1050-1350mm	1250-1550mm
Ancho entre tubos <i>Width between tubes</i>	330mm	375mm	425mm
Ajuste rodillas (altura, ancho y profundidad) <i>Knee adjustment (height, width and depth)</i>	50mm 30mm 60mm	50mm 30mm 60mm	50mm 30mm 60mm
Ajuste sandalias (ancho y profundidad) <i>Sandals adjustment (width and depth)</i>	30mm 100mm	30mm 100mm	30mm 100mm
Peso máximo usuario <i>Maximum user weight</i>	35Kg	50Kg	75Kg

Garantía/ Warranty
2 años contra defectos de fabricación <i>2 years against manufacturing defects</i>
Tiempo estimado de entrega / Delivery time
Consultar/ Consult

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Phone + 351 253 470 276 // Mobile +351 936 199 005 // Email margarida.silva@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com