



**HIGIENE
Y BAÑO**

**BATH &
CLEAN**

**ORT
HOS**

Inclusive solutions
BATH&CLEAN

ÍNDICE/ INDEX

Sillas de ducha y WC en aluminio Bath & toilet aluminium chairs	1
Indian Pacific Atlantic	
Sillas de ducha y WC en inox Bath & toilet stainless steel chairs	3
Artic Antartic	
Elevador de bañera/ Bath lift	5
Asientos de bañera/ Bath seats	6
Giratório/ Revolving Suspendido/ Suspended Adjustable/ Adjustable	
Bancos de ducha/ Shower seats	7
Sin respaldo/ Without back Con respaldo/ With back Pared/ Wall	
Asiento elevador de wc Toilet seat raiser	7
Lava cabeza/ Head washer	8
Bacinillas/ Bedpans	8
Ayudas de baño/ Bath aids	8
Carro de lavado/Portable bath	9

SILLAS DE DUCHA Y WC EN ALUMINIO

BATH & TOILET ALUMINIUM CHAIRS



54 CD X IN 46 ZZ

INDIAN

INDIAN, con estructura en aluminio anodizado, anti-corrosión, presenta elevada resistencia y durabilidad. Con asiento sanitario en resistente ABS azul. Permite la utilización directa o con cubo. De fácil limpieza. Regulable en altura.

Peso: **4kg**

Peso máximo del usuario: **100kg**

Tamaño: **46 cm**

Regula en altura: **10cm**

INDIAN, with anodised aluminium structure, anti-corrosion, displays high resistance and durability. With resistant blue ABS sanitary seat. May be used directly or with bucket. Easy to clean. Height adjustable.

Weight: **4kg**

User's maximum weight: **100kg**

Size: **46 cm**

Regulates in height: **10cm**

PACIFIC

PACIFIC, con estructura en aluminio anodizado, anti-corrosión, presenta elevadas resistencia y durabilidad. Con cómodo asiento sanitario anatómico en integral skin, con apertura en cuña. También disponible asiento en ABS azul. Permite la utilización directa o con cubo. De fácil limpieza.

Dos modelos disponibles:

- Con 4 rodesnos de **100mm**, dos con frenos
- Regulable en altura

Peso: **5,8kg**

Peso máximo del usuario: **125kg**

Talla: **46cm**

PACIFIC, with anodised aluminium structure, anti-corrosion, displays high resistance and durability. With comfortable anatomic integral skin seat with wedge format cover. Also available blue ABS sanitary seat. May be used directly or with bucket. Easy to clean.


Two models available:

- With 4 castors, 2 with brakes
- Height adjustable

Weight: **5,8kg**

User's maximum weight: **125kg**

Size: **46cm**



54 CD X PC 46 RR
(4 rodesnos/ castors)



54 CD X PC 46 ZZ
(reg. en altura/ height adjust.)



54 CD X PC 46 RR ABS
(reg. en altura/ height adjust.)




54 CD X PC 46 ZZ ABS
(4 rodesnos / castors)



Indian
Pacific 4 rodesnos/ castors
Pacific fija/ fix

46	52	89-99	-	53	48-52	43	30	23	100	4
46	52	92	-	53	50-54	44	44	25	125	5,8
46	52	89-99	-	53	49-51	44	44	23	125	5,8



ATLANTIC



54 CD X DT 46 RG
(600mm/ 600mm wheel)



54 CD X DT 46 RR
(4 rodeznos/ castors)

ATLANTIC, con estructura en aluminio anodizado, anti-corrosión, presenta elevadas resistencia y durabilidad. Con comfortable asiento sanitario anatómico en integral skin, con apertura en cuña. (Ancho interior: **37cm** altura interior: **43cm**). También disponible asiento en ABS azul. Permite la utilización directa o con cubo. De fácil limpieza.

Dos modelos disponibles:

- Con 4 ruedas de 100mm, dos con frenos
- Con 2 ruedas 600mm y 2 ruedas de 100mm

También disponible version angosto, con apoya brazos angosto.

Peso: **5,8kg**

Peso máximo del usuario: **125kg**

Talla: **46cm**

ATLANTIC, with anodised aluminium structure, anti-corrosion, displays high resistance and durability. With comfortable anatomic integral skin seat with wedge format cover. Also available blue ABS sanitary seat. May be used directly or with bucket. (Inner width: **37cm**, inner height: **43cm**). Easy to clean. Two models available:

- With 4 castors, 2 with brakes
- With 2 wheel **600mm** wheels and 2 castors

Also available narrow version, with narrow armrests.

Weight: **5,8Kg**

User's maximum weight: **125kg**

Size: **46cm**



Apoya brazos abatible
Folding armrests



Desmontable
Separable



Freno de estacionamiento
Parking brake



Cubo
Bucket



Asiento sanitario
Sanitary seat



Reposapiés apertura bilateral
Bilateral opening footrests



Atlantic rueda 600mm/ 600mm wheel	46	71	91	-	108	49-54	44	44	21	125	5.8
Atlantic 4 rodeznos/ castors	46	57	91	-	81	50-54	44	44	21	125	5.8
Atlantic 4 rodeznos/ castors (angosto/ narrow)	46	52	91	-	108	49-54	44	44	21	125	5.8

SILLAS DE DUCHA Y WC EN INOX BATH & TOILET STAINLESS STEEL CHAIRS



54 CD I AR 46 RR
(4 rodesnos/ castors)

ARCTIC

ARCTIC es una silla de ducha y WC plegable, con estructura en acero inoxidable, anti-corrosión, de elevadas resistencia y durabilidad para multi-usuários. Con comfortable asiento sanitario anatómico en integral skin, con apertura en cuña. También disponible asiento en ABS azul. Permite la utilización directa o con cubo. De fácil limpieza.

Dos modelos disponibles:

- Con 4 ruedas de **125mm**, dos con frenos
- Con 2 ruedas de **600mm** y 2 ruedas de **125mm**

Peso: **13kg** (4 ruedas) y **15kg** (ruedas 600mm)

Peso máximo del usuario: **100kg**

Talla: **46cm**

ARCTIC is a foldable bath and toilet wheelchair, with stainless steel structure, anti-corrosion, displays high resistance and durability for multi-users. With comfortable anatomic integral skin seat with wedge format cover. Also available blue ABS sanitary seat. May be used directly or with bucket. Easy to clean. Two models available:

- With 4 **125mm** castors, two with brakes
- With 2 **600mm** wheels and 2 castors

Weight: **13kg** (4 castors) and **15kg** (600mm wheels)

User's maximum weight: **100kg**

Size: **46cm**



54 CD I AR 46 RG
(600mm/ 600mm wheel)

Arctic rueda 600mm/ 600mm wheel
Arctic 4 rodesnos/ castors

46	67	94	30	102	52	44	35	21	100	15
46	58	94	20	95	52	44	35	21	100	13

ANTARCTIC

ANTARCTIC es una silla de ducha y WC fija, con estructura en acero inoxidable de levada resistencia, anti-corrosión, muy resistente y durable para multi-usuários. Sus materiales bacteriológicamente imunes la hacen adecuada para uso hospitalario. Con asiento sanitario y respaldo en resina fenólica, apoya brazos y reposapiés rebatibles, es compacta y facil para transportar el usuáριο. Permite la utilización directa o con cubo. De fácil limpieza.

Peso: **15kg**

Peso máximo del usuario: **125kg (ABS)/150kg (FEN.)**

Talla: **46cm**

ANTARCTIC is a fixed bath and toilet wheelchair, with high resistance stainless steel structure, anti-corrosion, displays high resistance and durability for multi-users. Its bacteriologically immune materials make it suitable for hospital use. With sanitary seat and back in fenolic resin and foldable arms and foot restand easy to transport the user. May be used directly or with bucket. Easy to clean.

Weight: **15kg**

User's maximum weight: **125kg/150kg**

Size: **46cm**



54 CD I AN 46 RR ABS



54 CD I AN 46 RR FN



Antarctic



BALTIC

BALTIC es la nueva silla de baño y sanitaria con sistema de basculación fácil de actuar por el cuidador y promotor de confort y seguridad para el usuario. Estructura robusta en acero inoxidable, anti-corrosión y de gran durabilidad. Espalda desmontable en red. Asiento anatómico en integral skin, con apertura y cuña extraíble. Apoyo de cabeza ajustable en altura, profundidad e inclinación. Basculación por medio de bombas de gas. Altura del asiento ajustable en 10 cm para facilitar el traslado. Apoya brazos abatibles y reposapiés removibles. Con 4 ruedas de 125mm, con freno.

BALTIC is the new bathroom and sanitary chair with tilting system easy to act by the caregiver and promoter of comfort and safety for the user. Sturdy stainless steel frame, anti-corrosion and high durability. Networkable detachable backs. Anatomical seat in integral skin, with opening and wedge. Removable trimmer. Adjustable headrest height, depth and inclination. Tilt through stainless steel gas. Seat height adjustable at 10cm for easy transfers. Supports folding arms and removable skates. With 4 wheels of 125mm, with brake.



CDCE2NO 37/40/43/46/50



Baltic



ELEVADOR DE BAÑERA

BATH LIFT



54 EL 9 BH BT



El elevador funciona con batería de iones de litio en el control manual. El control manual puede flotar en el agua. El motor de accionamiento y la electrónica de control son completamente impermeables, por lo que puede utilizar incluso con la ducha. Asiento regulable de **8 a 48cm** de altura.

La unidad de accionamiento con respaldo integrado se puede plegar para su extracción y se bloquea automáticamente en la base del asiento cuando se eleva. Esto evita la inclinación involuntaria del respaldo.

El control inteligente garantiza que la elevación sólo se puede bajar si se dispone de suficiente energía para volver a subirla.

Fácil de transportar y guardar – y ideal para el uso en el hogar o fuera. Peso máximo del usuario: **140kg**.

*The elevator works with lithium-ion battery is located in the hand control. The hand control itself can float in the water. The drive motor and control electronics are completely water tight, so you can use even with the shower on. The seat can be raised or lowered from **8 to 48cm** height.*

The drive unit with integrated backrest can be folded down for removal and automatically locks in to the seat base when the lift is raised.

This prevents unintentional tilting of the backrest. Intelligent power control ensures that the lift can only be lowered if sufficient power is available to raise it again.

*Easy to transport and stow away – and ideally suited for use in the home or away. User's maximum weight: **140Kg**.*



ASIENTOS DE BAÑERA

BATH SEATS



Giratório/ Revolving
54 BC I BA GI

Estructura en acero inoxidable con acabado blanco. Todos los materiales son anti-oxidación. Asiento en herradura y respaldo en polietileno termoplastificado verde. Giratorio a 360°. Con palanca de seguridad. Recomendable para bañeras con medida interior superior entre **55 y 63cm**. 3 tallas disponibles.

*Stainless steel structure with white finishing. All materials are anti-oxidizing. Horseshoe format seat made in green thermoplastified polyethylene. 360° revolving. With safety handle. Recommended for baths with inner upper width between **55 and 63cm**. 3 sizes available.*

Tallas / Sizes

Ancho total con puños/ Total width with handles:

S, M, L
72/ 75/ 76cm

Ancho total entre puños/ Total width between handles:

50/ 54/ 58cm

Profundidad/ Depth:

45cm

Ancho del asiento/ Seat width:

41cm

Peso/ Weight:

6,8kg


Peso máximo del usuario/ Maximum user weight:

125kg


Para bañeras con anchura inferior entre/

For tubs with lower width between:

50-55 cm/ 55-60 cm/ 60-66 cm



Suspendido/ Suspended
54 BC I BA SP



Estructura en acero inoxidable con acabado blanco y aluminio. Todos los materiales son anti-oxidación. Asiento en herradura y respaldo en polietileno termoplastificado verde. Con palanca de seguridad. Recomendable para bañeras con medida interior superior entre **55 y 63cm**. 3 tallas disponibles.

Asiento de aluminio que se adapta a la bañera ofreciendo al usuario un asiento seguro y versátil.

*Stainless steel structure with white finishing and aluminium. All materials are anti-oxidizing. Horseshoe format seat made in green thermoplastified polyethylene. Recommended for baths with inner upper width between **55 and 63cm**. 3 sizes available.*

Aluminium seat which adapts to the bath offering the user a safe and versatile seat.

Ancho total con puños / Total width with handles:

73 cm

Ancho total entre puños / Total width between handles:

52 cm

Profundidad / Depth:

46cm

Ancho del asiento / Seat width:

41cm

Peso máximo del usuario / User's maximum weight:

125kg

Peso/ Weight:

2.6kg

Peso max del usuario/ User's maximum weight:

125kg

BANCOS DE DUCHA SHOWER SEATS



Con respaldo/ With back
54 BC X PO CC

Banco de ducha en aluminio, con asiento en herradura y respaldo en polietileno termoplastificado verde. Regulable en altura.

Shower seat in aluminium. Horseshoe format seat and back with green thermoplastified polyethylene. Height adjustable.

Altura asiento/
Seat height: **41-51cm**
Altura respaldo/
Seat height: **34cm**
Ancho/ Width: **42cm**
Profundidad/ Depth: **44cm**
Ancho asiento/ Seat width: **41cm**
Peso/ Weight: **3kg**
Peso max./ Max. weight: **125kg**



Sin respaldo/ Without back
54 BC X PO SP

Banco de ducha en aluminio, con asiento en herradura y respaldo en polietileno termoplastificado verde. Regulable en altura.

Shower seat in aluminium. Horseshoe format seat and back with green thermoplastified polyethylene. Height adjustable.

Altura/ Height: **42-52cm**
Ancho/Width: **42cm**
Profundidad/ Depth: **44cm**
Ancho asiento/ Seat width: **41cm**
Peso/ Weight: **2kg**
Peso max./ Max. weight: **125kg**



Pared/ Wall
54 BC X PO PR CC

Banco de ducha abatible para ducha sin trastorno para otros usuarios. Asiento en polietileno termoplastificado verde.

Foldable shower seat in aluminium and horseshoe format hermoplastified polyethylene green seat.

Ancho / Width: **42cm**
Profundidad / Depth: **37.5cm**
Profundidad cerrado /
Closed depth: **12cm**
Altura del respaldo /
Seat height: **38cm**
Peso / Weight: **3,8kg**
Peso max. / Max. weight: **125kg**

ASIENTO ELEVADOR DE WC/ TOILET SEAT RAISER



Con reposabrazos/ With armrests
54 AL SN AJ

Ajustable con reposabrazos extraíbles. Termoplástico, adaptable a cualquier wc.

Toilet seat raiser adjustable with removable armrests. Thermoplastic, adaptable to any toilet.

Altura / Height: **12cm**
Peso max. / Max. weight: **100kg**

Espuma/ Foam
54 AL SN ES

En espuma suave (azul o gris). Superficies de apoyo en el borde de la taza del wc con los bordes para evitar oscilaciones durante el uso. Lavable y ligero.

In soft foam (blue or gray). Support surfaces on the rim of the toilet with flanges to prevent oscillations during use. Washable and lightweight.



Altura / Height: **10cm**
Peso max. / Max. weight: **100kg**



Bacinilla tipo bidé
Bidet bedpan
69 AP I BD

Peso max. / Max. weight: **150kg**

Tamaño global/
Overall size: **390x265x45 mm**

Bidé diseñado para permitir la higiene personal de personas con movilidad reducida.

This bidet is designed to allow access to personal hygiene by people with reduced mobility.

Bidé/Bidet
54 BD PT



Fácil ajuste a inodoros estándares.
Easy assembly with standard toilet.

Tamaño global/
Overall size: **410x370x120 mm**

BACINILLAS/ BEDPANS



Orinal hombre (con tapa)
Male bedpan (with lid)
69 UR HM



Orinal mujer
Female bedpan
69 UR MH



Bacinilla con tapa
Bedpan with lid
69 AP 9 CUT



Bacinilla tipo cuña
Wedge bedpan
69 AP I CU

OUTRAS AYUDAS/ OTHER BATH DEVICES

LAVA CABEZA/ HEAD WASHER



54 DB LC IS

Hecha en vinilo muy resistente, con anillos fácilmente insuflables y una apertura para la cabeza. Ideal para usar en la cama.

Made in very resistant vinyl, with easily inflatable rings and an opening for the head. Ideal for using in bed.



54 DB LC RG

Las aletas acolchadas se sostienen firmemente en los hombros, y el borde cóncavo se coloca en la parte posterior del cuello del paciente. Ideal para usuarios de sillas de ruedas.

Padded flaps hold steadily on the shoulders, and the concave edge place on the back of patient's neck. Ideal for wheelchair user.

BRUSH/ CEPILLO



67 UT ES DH

Producto de limpieza personal con diseño ergonómico y mango largo antideslizante. El mango diseñado extra largo y curvo puede ayudar a las prácticas de higiene sin sensación incómoda.

Personal cleaning product with ergonomically designed and features anti-slip long handle. The extra-long and curved designed handle can help to hygiene practices without uncomfortable feeling.



67 UT ES CB

AYUDAS DE BAÑO/ BATH AIDS

En acero inoxidable de larga duración, con borburas anti-derrapantes. Incluyen tornillos de fijación. Disponibles en dos diámetros: **32mm** y **35mm**.

*In resistant stainless steel with anti skidding bubbles. Screws included. Available in two diameters: **32mm** and **35mm**.*



54 AJ I BH 2F DR. 35. IM
54 AJ I BH 2F EQ. 35. IM
610 X 460 mm
1,4 kg



54 AJI BH 3F DR. 35. IM
54 AJI BH 3F EQ. 35. IM
815 x 410 mm
1.6 kg



54 AJI BH SI. 35. IM
(50,70,90,110)
50mm - 110 mm
0.9kg - 1.2 kg



54 AJ I SN AR PA DR. 35. IM
54 AJ I SN AR PA EQ. 35. IM
800 x 280 mm
2kg



54 AJ RLV DR. 35. IM
54 AJ RLV EQ. 35. IM
450 x 310 mm
1.8 kg



54 AJ I SN PA DR. 35. IM
54 AJ I SN PA EQ. 35. IM
600 x 310 mm
2.0 kg



54 AJ I SN CH DR. 35. IM
54 AJ I SN CH EQ. 35. IM
750 x 600 mm
2.0 kg



54 AJ I SN AR PA SR. 35. IM
700 x 240 mm
2.3 kg

CARRO DE LAVADO PORTABLE BATH



54 CR 3 BH H- Acero/ Steel
54 CR I BH H- Inoxidable/ Stainless steel

Estructura en acero pintado epoxy, con tratamiento anti-corrosión. Bañera en espuma protegida por PVC soldado. Elevación hidráulica de altura variable de **52** a **88cm**. Posee 4 ruedas de **100mm** con freno integrado. Barandillas abatibles pintadas en epoxi. Mango para evacuación de agua. Protección de paredes. Disponible modelo en acero inoxidable.

Steel structure with epoxy paint and anti-corrosion treatment. Bath in foam protected by PVC thermo welding. Hydraulic elevation from **52** to **88cm**. With 4 **100mm** wheels with integrated brakes. Folding rails epoxy painted. Wall protections. Available model in stainless steel.



Longitud / Length:	201cm
Longitud de la cama / Bed length:	187cm
Ancho / Width:	90cm
Ancho de la cama / Bed width:	70cm
Altura max / Max. height:	80cm
Altura min / Min. height:	45cm
Peso max. del usuario acero/inoxidable / User's Max. weight steel/stainless steel:	175kg/225kg

opción: freno centralizado a las cuatro ruedas **125mm**.
option: central brake to the four **125mm** wheels.



by **ORTHOS**
XXI
e u r o p e a n
i n c l u s i v e s o l u t i o n s

ORTHOSMAIA XXI

C/ Manuel Nuñez nº2 Ofic.9 Pl. 3 | 36203 Vigo | España
Tel: (+34) 886 312 806 | Móvil: (+34) 678 994 993 | E-mail: comercialespana@orthosxxi.com

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua de Santa Leocádia | 4809-012 Santa Leocádia de Briteiros | Guimarães | Portugal
Phone: (+351) 253 470 276/ 70/ 74 | Mobile: (+351) 936 199 005
E-mail: margarida.silva@orthosxxi.com | sofia.martins@orthosxxi.com
Fax: (+351) 253 470 278
info@orthosxxi.com
www.orthosxxi.com