

SIMPSON



SIMPSON, con estructura metálica resistente y tablero de trabajo de madera. Apoyo de rodillas regulables en altura, anchura y profundidad. Apoyo de pies con regulación en anchura y profundidad. Estructura regulable en altura para usuarios de 135cm hasta 180cm. Sistema trasero regulable. Este

equipo ayuda a los usuarios con funciones motoras limitadas a asumir la posición bípeda, con todos los beneficios que esta posición promueve a nivel de los sistemas cardiorrespiratorio, circulatorio, osteoarticular, digestivo y vestibular

Características



Apoyo de rodillas regulables



Estructura metálica resistente



Sistema de bloqueo regulable



Opción con o sin ruedas

Datos Técnicos

SIMPSON

Fabricante: **Orthos XXI** | Referencia: 59 ST 0 VT PA MS

Base	74x98cm	Altura usuario	135-180cm
Mesa	70x48cm	Peso máximo usuario	100kg

Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso. Más información disponible en el manual del producto.

Update: 06/18

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono + 34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email comercialespana@orthosxxi.com // Web www.orthosxxi.com