

Rampas fijas

Características

Rampas en aluminio con dimensiones fijas. Superficie en relieve y con agujeros para el drenaje. Con asas ergonómicas. Superficie anti-deslizante para mayor seguridad y para fijar las rampas.

Finalidad del Producto

Facilitar la accesibilidad del usuario a los espacios con escaleras o brechas.

Garantía y Entrega

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, excepto para los componentes de desgaste rápido.

Tiempo estimado de entrega: en stock 1 a 2 días. Sin stock 4 a 5 semanas.

Rampa Fija 55cm (57 RP X FX 055)	
<i>Longitud</i>	550mm
<i>Ancho</i>	210mm
<i>Altura máx paso</i>	110mm
<i>Carga máx</i>	400Kg
<i>Peso rampa</i>	2,9Kg

Rampa Fija 117cm (57 RP X FX 117)	
<i>Longitud</i>	1170mm
<i>Ancho</i>	210mm
<i>Altura máx paso</i>	230mm
<i>Carga máx</i>	400Kg
<i>Peso rampa</i>	5,9Kg

