

## Rampas plegables - 2 partes



### Características

Rampas en aluminio plegables para facilitar el almacenamiento. Superficie con relieve y con agujeros para el drenaje. Con asas ergonómicas. Superficie anti-deslizante para mayor seguridad y para fijar las rampas. Con cierre de seguridad para el transporte.

### Finalidad del Producto

Facilitar la accesibilidad del usuario a los espacios con escaleras o brechas.

### Garantía y Entrega

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, excepto para los componentes de desgaste rápido.

Tiempo estimado de entrega: en stock 1 a 2 días. Sin stock 4 a 5 semanas.

Rampa Plegable 110cm (57 RP X DB 110)	
Longitud	1100mm
Ancho	210mm
Altura máx paso	220mm
Carga máx	400Kg
Peso rampa	7,1Kg

Rampa Plegable 200cm (57 RP X DB 200)	
Longitud	2000mm
Ancho	210mm
Altura máx paso	400mm
Carga máx	300Kg
Peso rampa	11,9Kg

