



# Mesas de Cama Hidráulicas Milano

Mobiliario

Las Mesas de Cama Hidráulicas Milano Apex están diseñadas para todo tipo de camas y sillas de ruedas. Facilitan las actividades diarias del usuario dotándoles de una mayor calidad de vida. Fabricadas en estructura de acero y regulables en altura gracias a su sistema hidráulico.

El modelo Abatible permite ajustarla al ángulo deseado. Además sus bordes laterales evitan que los objetos colocados en él no se caigan y cuenta con un plano fijo donde puede colocar objetos de menor tamaño.



Mesa de Cama Hidráulica Milano

Mesa de Cama Hidráulica Abatible Milano

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Mesa de Cama Hidráulica Milano	0403025	82,8 x 46 x 13,6 cm	14,6 Kg
Mesa de Cama Hidráulica Abatible Milano	0403026	85,6 x 46 x 15,2 cm	17,6 Kg

Especificaciones técnicas	Mesa de Cama Hidráulica Milano	Mesa de Cama Hidráulica Abatible Milano
Dimensiones (largo x ancho x alto)	44 x 70 x 79 - 114 cm	44 x 70 x 79 - 114 cm
Peso del producto	13 Kg	16 Kg
Material	Acero. Tablero contrachapado de melamina	Acero. Tablero contrachapado de melamina
Dimensiones del tablero	80 x 40 cm	80 x 40 cm (21,5 x 35 cm / 57 x 39 cm)
Altura regulable	79 x 114 cm	79 x 114 cm
Basculación	No	Hasta 70° en 5 posiciones
Ruedas	4 ruedas de 5 cm de diámetro. Dos de ellas con freno	4 ruedas de 5 cm de diámetro. Dos de ellas con freno
Garantía	2 años	2 años



**APEX MEDICAL, S.L.**  
 c/ Elcano, 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao (Vizcaya)  
 Tel: 94.470.64.08  
 Fax: 94.470.64.09  
 info@apexmedical.es  
 www.apexmedicalcorp.com