



Barandillas Cortas Milano

Mobiliario

Barandillas Cortas Milano

Las Barandillas Cortas Milano Apex de un metro de largo, cumplen con la legislación vigente en lo que a seguridad del paciente se refiere (Certificado IEC 60601-2-52). Previenen de posibles caídas, aportando un extra de seguridad en el momento del descanso. Para lograr un perfecto encaje, Apex ofrece una selección de dos barandillas cortas que se venden por pares (derecha e izquierda) y que se adaptan a todo tipo de camas. Para una mayor resistencia están fabricadas en tubo de acero.

Las Barandillas Cortas Milano cuentan con mordazas universales reforzadas con goma para evitar rasguños y ofrecen la posibilidad de incorporar un adaptador para camas con listón estrecho.

Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano

Fácil plegado gracias a un tirador que libera la barandilla para su plegado. La mordaza es ajustable en camas con listón de un mínimo de 2,7 cm de altura y un máximo de 8,1 cm.



Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano

Barandilla Deslizante Corta Milano

La Barandilla Deslizante Corta Milano se caracteriza por poder deslizarse fácilmente. La mordaza es ajustable en camas con listón de un mínimo de 2,7 cm de altura y un máximo de 8,1 cm.



Barandilla Deslizante Corta Milano

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano	0403028	146 x 16,5 x 21,5 cm	13 Kg
Barandilla Deslizante Corta Milano	0403027	103 x 13,2 x 62 cm	11 kg

Descripción de accesorios	Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano	Barandilla Deslizante Corta Milano
Adaptador para camas de listón estrecho	0403019	0403019

Especificaciones técnicas	Barandilla Plegable Corta 3 Barras Milano	Barandilla Deslizante Corta Milano
Dimensiones abiertas (largo x ancho)	100 x 57 cm	101 x 47 cm
Dimensiones cerradas (largo x ancho)	139 x 22 cm	
Peso del producto	11 kg	10 kg
Material	Acero de 2,54 cm diámetro	Acero de 1,9 cm diámetro
Certificados	IEC 60601-2-52	IEC 60601-2-52
Garantía	2 años	2 años



Adaptador para camas con listón estrecho

APEX
Care for a Healthy Life

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com