


COJIN ERGOPLUS

DESCRIPCIÓN

Cojín viscoelástico anti-escaras con forma anatómica.

Modelo ergoplus de 42 y 45 disponible con dos fundas. Una impermeable color grafito y otra transpirable color azul marino.



MODELO/REFERENCIA

102405: 42x42x8 cm

102407: 45x42x8.5 cm

102408: Con Abductor - 42x42x8 cm

MEDIDAS

42x42x8 / 45x42x8.5 / 42x42x8

COLORES

Grafito si lleva la funda impermeable y color azul marino si lleva la funda transpirable.



COMPOSICIÓN

Funda impermeable: Poliuretano saniluxe: 60%poliéster, 40%poliuretano.

Funda transpirable: tejido 3d color marino.

Núcleo:Viscoelástica de alta densidad.

Cierre: Cremallera

EFEKTOS Y VENTAJAS

Anti escara. Anti ácaros, anti-bacterias, anti hongos, ignífugo, impermeable y lavable.

Anatómico. Facilita el posicionamiento de las piernas.

Viscoelástica inyectada de alta densidad.

MANTENIMIENTO

Funda lavable: A mano o a máquina, con detergente neutro, a 90°C, suprimiendo el centrifugado.

Se puede limpiar en seco.

Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar.

No usar lejía.

No mojar la viscoelástica.