

COJIN PREVENTIVE



DESCRIPCIÓN

Cojín antiescara de viscoelástica y tatami con forma cuadrada y con agujero desplazado. Este modelo de cojín lo fabricamos a medida para casos bariátricos. Los núcleos miden 50x50x10 cm pero podemos hacerlo con otra medida como artículo especial.

MODELO/REFERENCIA

102200: Cuadrado

MEDIDAS

Planchas de 50x50x10 cm (6 cm de visco y 4 cm de tatami) Podemos hacerlo de otra medida como artículo especial.

COLORES

Grafito

COMPOSICIÓN

Funda: Poliuretano Saniluxe: 60%poliéster y 40%poliuretano.

Núcleo: - Viscoelástica y Tatami - Espuma de poliuretano comprimida. Cierre: Cremallera

EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara. Anti ácaros, anti bacterias, anti hongos, ignífugo, impermeable y lavable.

MANTENIMIENTO

Funda lavable: A mano o a máquina, con detergente neutro, a 90°C, suprimiendo el centrifugado.

Se puede limpiar en seco.

Tolera secadora a temperatura reducida.

No planchar.

No usar lejía.

No mojar la viscoelástica.