

COJIN ERGONÓMICO REDONDO C/ AGUJERO



DESCRIPCIÓN

Cojín viscoelástico de alta densidad ergonómico redondo con agujero.

MODELO/REFERENCIA

102450

MEDIDAS

41,5x38x6 cm

COLORES

Grafito

COMPOSICIÓN

Poliuretano / Viscoelástica de alta densidad
80 kg/m³

EFFECTOS Y VENTAJAS



Preveniciones escaras, recomendable en caso de posparto, hemorroides, fistulas.

Peso máximo recomendado: 90 kg

MANTENIMIENTO

Funda lavable a mano o a máquina con detergente neutro a 95°C, suprimiendo el centrifugado. Se puede limpiar en seco. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía.

IMPORTANTE: NO MOJAR LA VISCOELÁSTICA.

GARANTÍA

El periodo de garantía del artículo es de 2 años. Esta garantía se inicia con la fecha de compra del distribuidor. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. En caso de incidencia contacte con el proveedor.

DURACIÓN DE VIDA DEL PRODUCTO

1 año