


MAXICONFORT ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN

Cojín Antiescara Viscoelástico **Maxiconfort** cuadrado.

MODELO / REFERENCIA

102100

MEDIDAS

42x8x42 cm (anchoxaltoxprof.)

COLORES

Negro Grafito



COMPOSICIÓN

Funda Saniluxe: 60% poliéster, 40% poliuretano
Núcleo: Viscoelástico inyectado

EFFECTOS Y VENTAJAS

Cojín antiescaras de viscoelástica inyectada cuadrado.

Funda desfundable con cierre de cremallera.
Anti ácaros, anti-bacterias, ignífugo, anti olor, antimanchas, antihongos e impermeable.

MANTENIMIENTO

Funda lavable: A mano o a máquina, con detergente neutro, a 90°C, suprimiendo el centrifugado.

Se puede limpiar en seco.

Tolera secadora a temperatura reducida.

No planchar.

No usar lejía.

IMPORTANTE: NO MOJAR LA VISCOELÁSTICA.

GARANTÍA

El periodo de garantía del artículo es de 2 años. Esta garantía se inicia con la fecha de compra del distribuidor. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. En caso de incidencia contacte con el proveedor.

DURACIÓN DE VIDA DEL PRODUCTO

1 año

