

# COJÍN SANIDARE

## DESCRIPCIÓN

Además de hacer más confortable el inodoro para aquellos pacientes que permanecen largos periodos de tiempo en el mismo (pacientes oncológicos, paliativos, etc.) gracias a su altura, sirve como ayuda técnica para facilitar la posición en el inodoro.



## MODELO /REFERENCIA

115100

## MEDIDAS

36x44x4 cm

## COLORES

Blanco.

## COMPOSICIÓN

Núcleo-foam (espuma de poliuretano).

Vinilo (70% PVC, 30% poliéster).

Cierre cremallera y velcro.

## EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara. Postoperatorio de cadera.

## MANTENIMIENTO

Funda lavable a máquina a 60°C. Secar a temperatura baja. No usar lejía.