

STANDER INCLINADO VENTRAL Y DORSAL



STANDER INCLINADO VENTRAL Y DORSAL, con estructura en tubo cuadrado lacado. Permite varias posiciones de inclinación, desde la posición vertical (90°) hasta la posición horizontal. Con 2 cuerpos acolchados. Tiene 2 bandas ajustables para el soporte del tronco y las piernas. Con 4 ruedas, 2 con freno. Tablero (opcional)

regulable en altura e inclinación. Este producto auxilia el proceso de rehabilitación, permitiendo asumir la posición bípeda, con todos los beneficios derivados del sistema cardio-respiratorio, metabólico, circulatorio y osteo-articular. Disponible en tamaño XS y S (también disponible modelo de adulto).

Datos Técnicos

STANDER INCLINADO VENTRAL Y DORSAL XS | S

Referencia: 59 PI 6 DV PQ | 56 PI 6 DV MD

	XS	S
Ancho lecho	370mm	420mm
Ancho total	450mm	500mm
Altura mínima	1050mm	1380mm
Altura máxima	1200mm	1500mm
Inclinación	0°-90°	0°-90°
Dimensiones tablero	500x390mm	500x390mm
Peso producto	20Kg	26Kg
Peso máximo usuario	35Kg	45Kg

Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso. Más información disponible en el manual del producto.

Update: 01/19

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono + 34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email comercialespana@orthosxxi.com // Web www.orthosxxi.com