

## KIOWA SANITIZED



107100 - 107102 - 107104



107106 - 107108 - 107110



107112 - 107114 - 107116

### DESCRIPCIÓN

Zapatos antiescara de suapel, perfectos para evitar las úlceras por presión y mantener los pies confortables.

### MODELO /REFERENCIA

107100: Blanco - S (36-39)

107102: Blanco - M (40-43)

107104: Blanco - L (44-47)

107106: Gris - S (36-39)

107108: Gris - M (40-43)

107110: Gris - L (44-47)

107112: Marino - S (36-39)

107114: Marino - M (40-43)

107116: Marino - L (44-47)

### MEDIDAS

S - 9x12x25 cm

M - 9x12x27 cm

L - 9x12x29 cm

### COLORES

Blanco, gris y marino.

### COMPOSICIÓN

Suapel (60% poliéster, 40% acrílico).

Cierre de velcro

### EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, antiolores y antialérgico

### MANTENIMIENTO

Cepillar o sacudir la cara de fibra. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Si se lava a máquina, utilizar un programa delicado. Secar en posición horizontal. No planchar. No usar lejía. No limpiar en seco.