

# MANOPLAS TÉRMICAS

## DESCRIPCIÓN

Previene autolesiones, manipulación de sondas, tubos de drenaje, etc. Mantiene el calor corporal en la zona de las manos.

## MODELO /REFERENCIA

I 10600: S  
I 10602: M  
I 10604: L

## MEDIDAS

S - 15x26 cm  
M - 17,5x27,5 cm  
L - 20x29,5 cm

## COLORES

Grafito

## COMPOSICIÓN

Poliuretano Saniluxe.(60% poliéster, 40% poliuretano)  
Fibra Rhovyl (55% clorofibra,45% poliéster).  
Relleno de fibra y cierre de velcro.

## EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, acolchado e térmico..

## MANTENIMIENTO

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 30°, suprimiendo el centrifugado. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía.

