

PATUCO CODERA ACOLCHADO



DESCRIPCIÓN

Patuco / codera antiescaras acolchado y transpirable.

MODELO /REFERENCIA

104500

MEDIDAS

20x13x29 cm

COLORES

Bambú y celeste.



COMPOSICIÓN

Relleno de fibra siliconada. Funda exterior de terlenka en color celeste y el interior tejido transpirable de bambú. Cintas de polipropileno con cierre de hebillas.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara y transpirable.
Antialérgico

MANTENIMIENTO

Lavar a mano o a máquina con productos no abrasivos. Temperatura máxima 30°C.
No se pueden utilizar blanqueadores.
No planchar.
Se puede secar en secadora.

