

RODILLERA ANTIESCARA



DESCRIPCIÓN

Rodilleras antiescara de diferentes materiales y tratamientos.

MODELO /REFERENCIA

108100: Suapel Blanco

108102: Suapel Marino

108104: Suapel Gris

108110: Suapel Acolchado Blanco



MEDIDAS

34x22x2,5 cm

COLORES

Blanco, Marino y Gris

COMPOSICIÓN

Suapel - 60% poliéster, 40% acrílico

Acolchado: Terlenka (65% pol., 35% algodón)

Cierre: velcro



EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, anti dolores y antialérgico

MANTENIMIENTO

Cepillar o sacudir la cara de fibra. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Si se lava a máquina, utilizar un programa delicado. Secar en posición horizontal. No planchar. No usar lejía. No limpiar en seco.