

BATA IMPERMEABLE PU REUTILIZABLE



Descripción

Bata impermeable PU reutilizable.

Efectos y ventajas

Transpirable. Resistente a unos 300 lavados.

Composición

Base interior de tejido 100% poliéster.
Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 140grs/m2.

Características del tejido

Tejido transpirable.

Parte trasera confeccionada cruzada para garantizar que la espalda queda cubierta.

Una cinta situada a la altura de la cintura en la espalda y otra en la parte posterior del cuello.

Cinta remallada con presilla.

Manga larga con puño elástico con goma interior ajustable en las mangas.

Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. Nº 1506032.

Características del tejido homologadas por EN ISO 1421, EN 21811, ISO 5077. Tejido homologado en base a la norma EN 13795-1:2019 de batas quirúrgicas puntos A.2.3 y A.2.7.

Resistente a unos 300 lavados a 90°C.

Dimensiones

Talla única.

Mantenimiento

Gracias a su tejido de poliuretano se permite su limpieza y desinfección manual con gran



facilidad.

Temperatura máxima de lavado 90°C.

Se puede usar secadora a temperatura media.

Se puede planchar a temperatura baja.


No lavar en seco. No usar lejía.

Garantía

El periodo de garantía es de 2 años. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Ropa de Protección Biológica

Bata Impermeable PU Reutilizable Modelos



Puño elástico con goma interior

Colores



Azul

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Bata Impermeable PU Reutilizable	Talla única	AZUL	706560

 300 lavados +/-.



IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



LAVABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIÁCAROS