

## CALZA IMPERMEABLE PU REUTILIZABLE



### Descripción

Calza impermeable PU reutilizable.

### Efectos y ventajas

Transpirable e ignífugo M1.

### Composición

Base interior de tejido 100% poliéster.  
Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 220grs/m<sup>2</sup>.

### Características del tejido

Ajustable al tobillo por goma elástica.  
Tejido transpirable e ignífugo M1.  
Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. N° 1506032.  
Características del tejido homologas por EN ISO 1421, EN 21811, ISO 5077.  
Resistente a unos 300 lavados a 90°C.

### Dimensiones

Talla única.

### Mantenimiento

Gracias a su tejido de poliuretano se permite su limpieza y desinfección manual con gran facilidad.  
Temperatura máxima de lavado 90°C.  
No usar lejía.  
Secado en secadora.  
No lavar en seco.


### Garantía

El periodo de garantía es de 2 años. Esta

garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Ropa de Protección Biológica

## Calza Impermeable PU Reutilizable Modelos



## Colores



Azul

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Calza impermeable PU reutilizable	Talla única	AZUL	706561



300  
lavados +/-.

