


## MANGUITOS DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA



### Descripción

Manguitos de protección biológica (PAR).

### Efectos y ventajas

Transpirable. Resistente a unos 300 lavados.

### Composición

Base interior de tejido 100% poliéster.  
Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 140grs/m<sup>2</sup>.

### Características del tejido

Confeccionado con cinta elástica en ambos extremos para que se pueda ajustar bien.

Tejido transpirable.

Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. N° 1506032.

Características del tejido homologas por EN ISO 1421, EN 21811, ISO 5077. Tejido homologado en base a la norma EN 13795-1:2019 de batas quirúrgicas puntos A.2.3 y A.2.7.

Resistente a unos 300 lavados a 90°C.

### Dimensiones

Talla única.

### Mantenimiento

Gracias a su tejido de poliuretano se permite su limpieza y desinfección manual con gran facilidad.

Temperatura máxima de lavado 90°C.

Se puede usar secadora a temperatura media.

Se puede planchar a temperatura baja.


No lavar en seco. No usar lejía.

### Garantía

El periodo de garantía es de 2 años. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Ropa de Protección Biológica

## Manguitos de Protección Biológica (PAR) Modelos




## Colores



Azul

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Manguitos de protección biológica (PAR).	Talla única	AZUL	706566



300  
lavados +/-.



IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



LAVABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIÁCAROS