GORRO PROTECCIÓN BIOLÓGICA



Descripción

Gorro de protección biológica.

Efectos y ventajas

Transpirable. Resistente a unos 300 lavados.

Composición

Base interior de tejido 100% poliéster. Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 140grs/m2.

Características del tejido

Confeccionado con cinta elástica para ajustarse a la cabeza.

Tejido transpirable.

Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. Nº 1506032.

Características del tejido homolagas por EN ISO 1421, EN 21811, ISO 5077. Tejido homologado en base a la norma EN 13795-1:2019 de batas quirúrgicas puntos A.2.3 y A.2.7.

Resistente a unos 300 lavados a 90°C.

Dimensiones

Talla única.

Mantenimiento

Gracias a su tejido de poliuretano se permite su limpieza y desinfección manual con gran facilidad.

Temperatura máxima de lavado 90°C.

Se puede usar secadora a temperatura media. Se puede planchar a temperatura baja.

No lavar en seco.


No usar lejía.

Garantía

El periodo de garantía es de 2 años. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Ropa de Protección Biológica

Bata Protección Desechable TST Modelos



Colores



MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Gorro protección biológica	Talla única	AZUL	706567











