

CHAQUETA PIJAMA PROTECCIÓN BIOLÓGICA



Descripción

Chaqueta pijama protección biológica (Unidad).

Efectos y ventajas

Transpirable. Resistente a unos 300 lavados.

Composición

Base interior de tejido 100% poliéster.
Capa exterior de tejido 100% poliuretano laminado transpirable de 140gr/m².

Características del tejido

Parte delantera confeccionada en cuello de pico.

Manga corta.

Tejido transpirable.

Tejido certificado por OEKO-TEX Class I Cert. N° 1506032.

Características del tejido homologas por EN ISO 1421, EN 21811, ISO 5077. Tejido homologado en base a la norma EN 13795-1:2019 de batas

quirúrgicas puntos A.2.3 y A.2.7.
Resistente a unos 300 lavados a 90°C.

Dimensiones

S, M, L y XL.

Mantenimiento

Gracias a su tejido de poliuretano se permite su limpieza y desinfección manual con gran facilidad.

Temperatura máxima de lavado 90°C.

Se puede usar secadora a temperatura media.

Se puede planchar a temperatura baja.

No lavar en seco.

No usar lejía.

Garantía

El periodo de garantía es de 2 años. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Ropa de Protección Biológica

Chaqueta Pijama Protección Biológica (Unidad) Modelos



Colores



Azul

MODELO	COLOR	TALLA	REF.
Chaqueta pijama protección biológica	AZUL	S	706580
		M	706582
		L	706584
		XL	706586

     300 lavados +/-.



IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



LAVABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIÁCAROS