

## **CELTA EVOLUTION**



**CELTA EVOLUTION**, silla de ruedas manual en acero. Diseño atractivo y flexible, con estructura moderna y robusta. Estructura reforzada con tubos de 25mm de diámetro y cruceta triple para proporcionar mayor robustez. Tapizados negros. Reposabrazos abatibles. Reposapiés con apertura bilateral, desmontables y regulables en altura. Tapizados con comportamiento al fuego en cumplimiento de la norma EN 1102:1995.

Ruedas traseras de 600mm, macizas o hinchables, con llanta en nylon o con radios. Ruedas delanteras 200x30mm macizas (opción: hinchables). Ruedas traseras con quick release de serie para facilitar su transporte (excepción: talla 50 no tiene quick release). Opción: ruedas traseras de tránsito (300mm). Ancho asiento: 370, 400, 430, 460, 500mm. Peso máximo usuario: 150Kg.

## Características



### Configuración

Ruedas traseras de 600mm o 300mm



### Reposapiés

Con apertura bilateral; desmontables y regulables en altura



### Reposabrazos

Abatibles para una fácil transferencia del usuario



### Freno metálico

Óptima funcionalidad y durabilidad

## Datos Técnicos

### CELTA EVOLUTION

Fabricante: Orthos XXI

Ancho asiento	370, 400, 430 460, 500mm	Reclinación	-
Profundidad asiento	420mm	Basculación/ Tilt	-
Altura asiento	510mm	Ruedas traseras	300, 600mm
Altura respaldo	435mm	Ruedas delanteras	200mm
Ancho silla	590, 620, 650, 680, 720mm	Color estructura	Rojo
Ancho silla cerrada	300mm	Color tapicería	Negro
Profundidad silla	1050mm	Peso total silla	16,5Kg
Profundidad silla sin reposapiés	810mm	Peso sin componentes desmontables	8,6 Kg
Altura reposabrazos	715mm	Peso máximo usuario	150Kg
Altura silla	920mm	<b>Garantía</b>	2 años

Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso.

Update: 02/18

**ORTHOSXXI, Unipessoal Lda** (Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

**ORTHOSMAIA XXI** (C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Phone + 351 253 470 277 // Mobile +34 678 994 993 // Email [comercialespana@orthosxxi.com](mailto:comercialespana@orthosxxi.com) // Website [www.orthosxxi.com](http://www.orthosxxi.com)