



# WiZARD Series

## Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño

La serie WiZARD son máscaras que se adaptan perfectamente al contorno de la cara del usuario permitiendo mejorar la calidad de la terapia y del sueño.

La gama WiZARD ofrece tres modelos (WiZARD 210 - nasal, WiZARD 220 - facial y WiZARD 230 - nasal pillow) y cuenta con diferentes tallas para lograr un perfecto ajuste.

# WiZARD 210 Y 220

Con un diseño simple pero efectivo, las WiZARD 210 (máscara nasal) y 220 (máscara facial) garantizan un perfecto ajuste y un óptimo confort para el usuario. Las WiZARD 210 y 220 cuentan con 3 tallas de cada modelo (L-M-S).

La almohadilla de silicona de alta calidad está diseñada a prueba de fugas mejorando la adherencia de la misma. El apoyo frontal se integra con el arnés, evitando marcas y aportando mayor sujeción durante el sueño.



Tres puntos de apoyo para facilitar el encaje de la almohadilla.



Incorpora canal de exhalación para una ventilación silenciosa de CO<sub>2</sub>. Codo de 360° que favorece la movilidad.



Conexión para aporte extra de O<sub>2</sub>.



El apoyo frontal aporta mayor sujeción.



Sistema de conexión y desconexión rápida del tubo del CPAP/APAP.



Tubo de conexión flexible que permite libertad de movimiento.



Sistema de Clip que mantiene fijo el ajuste entre la máscara y el arnés.



Arnés de nylon ajustable para una adherencia óptima.



WiZARD 210  
Máscara Nasal



WiZARD 220  
Máscara Facial



# WiZARD 230

La WiZARD 230 (máscara nasal pillow) ofrece una mínima zona de contacto con el usuario, garantizando un perfecto ajuste y un óptimo confort. La WiZARD 230 se suministra con 3 tallas de almohadillas (L-M-S).

La almohadilla de silicona de alta calidad está diseñada a prueba de fugas mejorando la adherencia de la misma. Desmontable en piezas para una mejor limpieza y sustitución de las mismas.



Sistema de **Clip** que mantiene fijo el tubo entre la máscara y el arnés.



El arnés **Breath-0-Prene®** aporta estabilidad en todos los ángulos.



**Almohadillas auto ajustables** fáciles de ensamblar y limpiar.



**Estructura ligera** que se adapta al contorno.



**Sistema de conexión y desconexión** rápida del tubo del CPAP/APAP de 360°.



**Conector rápido** al tubo del CPAP/APAP.



Incluye **escobilla** para una mejor limpieza de las piezas.



Descripción de producto	Referencia
WiZARD 210 talla S	0204051A
WiZARD 210 talla M	0204050A
WiZARD 210 talla L	0204049A
WiZARD 220 talla S	0204048A
WiZARD 220 talla M	0204047A
WiZARD 220 talla L	0204046A
WiZARD 230	0204060A



Especificaciones técnicas	WIZARD 210 & 220	WIZARD 230
Peso del producto	21 gr	18 gr
Material de soporte	Policarbonato	-
Material almohadilla	Silicona	Silicona
Soporte frontal	Silicona	-
Codo	Policarbonato	Policarbonato
Tubo	Polipropileno	Polipropileno
Clip	Poliformaldehído	Poliformaldehído
Arnés	Nylon	Breath-0-Prene®
Certificados	Hilfsmittel Verzeichnis	Hilfsmittel Verzeichnis
Garantía	6 meses una vez abierto	6 meses una vez abierto



**APEX MEDICAL, S.L.**  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com

**APEX**  
Care for a Healthy Life