



# VAC Series

## Aspiración de Secreciones

Los aspiradores Apex permiten extraer todo tipo de secreciones favoreciendo la extracción de las mismas. Con un diseño moderno y compacto que facilita su transporte y el control de infecciones.



VacPRO

Aspirador de uso doméstico muy ligero (2,8 kg).



VacMAXI

Mayor potencia de aspiración, hasta 46 litros por minuto.



VacPLUS

Para unidades móviles gracias a sus dos baterías recargables.



Diseño ergonómico fácil de transportar



Depósito de 1.800 ml y desechables opcionales



Regulador de presión



Control remoto en VacPLUS

Descripción de producto	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Referencia	0210002	0210001	0210003
<b>Descripción de accesorios</b>			
Depósito 1.800 ml	0210005	0210005	0210005
Depósito desechable 800 ml	0210023	0210023	0210023
Sonda CH 18	0210022	0210022	0210022
Adaptador para coche			0210017

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	4,35 kg	23 x 38 x 33,2 cm	5,95 kg	5,35 kg
--	---------	-------------------	---------	---------

Especificaciones técnicas	VacPRO	VacMAXI	VacPLUS
Dimensiones (largo x ancho x alto)	35,2 x 20,6 x 19,3 cm		
Peso	2,8 kg	4,4 kg	3,3 kg
Voltaje	AC 230 VAC, 50 Hz		
Batería recargable	2 uni x 6V, 2,8A		
Consumo eléctrico	90W	100W	40W
Máxima presión de succión	600mmHg (ajustable)		
Flujo máximo	24 l/min	46 l/min	24 l/min
Capacidad depósito	800 ml	800 ml	800 ml
Nivel sonoro	<55 dBA	<60 dBA	<55 dBA
Certificados	Class II Tipo BF		
Garantía	2 años, no incluidos accesorios y recambios		

**APEX MEDICAL, S.L.**  
 c/ Elcano, 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao (Vizcaya)  
 Tel: 94.470.64.08  
 Fax: 94.470.64.09  
 info@apexmedical.es  
 www.apexmedicalcorp.com

