



Com Tens III. Digi-Stim

Terapia de Tratamiento del Dolor

Los TENS (transcutaneous electronic nerve stimulation) estimulan electrónicamente el nervio periférico con electrodos de superficie a través de la piel mediante equipos portátiles. Todo ello provoca un efecto analgésico de una manera sencilla, eficaz y carente de efectos secundarios.

Los TENS Apex permiten un tratamiento para el dolor de manera cómoda y segura. Se suministran con electrodos, pilas, manual de uso y estuche de transporte.



Com Tens III: TENS analógico de dos canales con tres modos de estimulación.



Digi-Stim: TENS digital de dos canales con pantalla led y cinco modos de estimulación.

Descripción de producto	Com Tens III	Digi-Stim
Referencia	0301001	0301003

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	22 x 5 x 18 cm. 360 gr	22 x 5 x 18 cm. 360 gr
--	------------------------	------------------------

Especificaciones de producto	Com Tens III	Digi-Stim
Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	9,5 x 6,15 x 2,6 cm. 120 gr	10,8 x 6,15 x 2,5 cm. 140 gr
Dos canales	Sí	Sí
Amplitud del pulso	40-260 microsegundos (ajustable)	50-260 microsegundos (ajustable)
Frecuencia del pulso	2-120Hz (ajustable)	1-160Hz (ajustable)
Intensidad del pulso	0-80 mA (ajustable)	0-80 mA (ajustable)
Carga máxima por pulso	21 micro-culombios	21 micro-culombios
Forma de onda	Impulso cuadrado bifásico asimétrico	
Modos TENS:		
Ráfaga (B)	Sí	Sí
Continuo (C)	Sí	Sí
Modulación (M)	Sí	Sí
Intensidad, duración y modulación de frecuencia (SDR)	No	Sí
Intensidad, duración y modulación de anchura (SDW)	No	Sí
Temporizador (modo continuo)	30-60 min	15-30-60 min
Pantalla led	No	Sí, indica: modos, frecuencia y anchura del impulso, temporizador y canal 1 y 2
Indicador horas de tratamiento del paciente	No	Sí
Bloqueo por control médico	No	Sí
Alimentación	Pila 9V	Pila 9V
Garantía	2 años. Electrodos 3 meses	2 años. Electrodos 3 meses

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com

